

Analyse export
type pour le
Brésil

DEMANDE D'ANALYSES ⁽¹⁾

(1) Prestation réalisée sous accréditation COFRAC (Accréditation N°1-0525 - portée disponible sur www.cofrac.fr)

- EXPORT

- CONCOURS

- ANAL. OFFICIELLE

DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON :

Identification complète et exacte de l'échantillon représentatif du volume testé, déposé au laboratoire sous la responsabilité du demandeur.

N° de l'échantillon à reproduire :

N° de duplicata de l'échantillon à reproduire :

- **Appellation** : Sancerre Pouilly Fumé Pouilly/Loire Menetou-Salon
 Quincy Reuilly Coteaux Giennois Châteaumeillant
 IGP Vin de France Autre :
- **Couleur** : Blanc Rosé Rouge - **Millésime** :
- **Vin chaptalisé** : oui non

- **Réf vin** :

- **N° de Lot** :

Identifications complémentaires de l'échantillon remis à l'analyse :

Duplicata-1 :

- **Réf vin** :

- **N° de Lot** :

Duplicata-2 :

- **Réf vin** :

- **N° de Lot** :

DETAIL DE L'EXPEDITION :

- **Pays destinataire** :

- **Acheteur** :

- **Nbre de bouteilles** :

PROGRAMME D'ANALYSES :

Les paramètres précédés de * sont mis en œuvre en appliquant des méthodes fiables et accréditées par le COFRAC (Accréditation N°1-0525 - portée disponible sur www.cofrac.fr) :

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> *SO ₂ libre | <input type="checkbox"/> *Acidité Volatile | <input type="checkbox"/> *pH | <input type="checkbox"/> CDP |
| <input type="checkbox"/> *SO ₂ total | <input type="checkbox"/> *Masse Volumique | <input type="checkbox"/> *Fer | <input type="checkbox"/> Couleur |
| <input type="checkbox"/> *TAV | <input type="checkbox"/> *Extrait Sec | <input type="checkbox"/> *Cuivre | <input type="checkbox"/> Limpidité |
| <input type="checkbox"/> *TAV Total | <input type="checkbox"/> *Ac.Sorbique | <input type="checkbox"/> Ac. Ascorbique | <input type="checkbox"/> Hybrides |
| <input type="checkbox"/> *Glucose&Fructose | <input type="checkbox"/> *Ac.Malique | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Extrait Sec Réduit |
| <input type="checkbox"/> *Acidité Totale | <input type="checkbox"/> *Ac.Tartrique | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- CDP-d1
 CDP-d2
 AO
 AO-d1
 AO-d2

Vins rouges uniquement

ANALYSES SOUS-TRAITEES :

Le demandeur donne son accord pour que le laboratoire SICAVAC fasse réaliser en sous-traitance les analyses suivantes (voir conditions au verso) :

- | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Méthanol | <input type="checkbox"/> Brome | <input type="checkbox"/> Arsenic | <input type="checkbox"/> Fluor |
| <input type="checkbox"/> Sulfates Totaux | <input type="checkbox"/> Plomb | <input type="checkbox"/> Zinc | <input type="checkbox"/> |

INCERTITUDES

Si la mention des incertitudes sur le rapport d'analyse est demandée : cocher la case ci-après

TRANSMISSION DES RESULTATS

Les résultats sont systématiquement envoyés par courrier. Si la transmission informatique est demandée, indiquer l'adresse électronique d'envoi du rapport d'analyses :

@

OBSERVATIONS :

- Complément d'analyse(s) :
(hors rapport d'analyses Cofrac)

-

Contrat et conditions générales :

L'acceptation des conditions du présent document fait foi de contrat.

Echantillons :

Le prélèvement et le dépôt du (ou des) échantillon(s) sont de la seule responsabilité du demandeur. L'identification du (ou des) échantillon(s) ainsi que la traçabilité des informations communiquées au laboratoire sont de la seule la responsabilité du demandeur.

Après enregistrement de l'échantillon par le laboratoire, il ne pourra être procédé à aucune modification de l'identification concernant l'échantillon (nom de cuvée, marque de cuvée, ...), hors réclamation client.

Les échantillons fournis par le client sont utilisés à seule fin d'effectuer les travaux demandés.

Sauf demande contraire du client, les échantillons sont détruits par le laboratoire après les travaux.

Méthodes d'analyses :

Sauf indications contraires du client, les méthodes d'analyses les plus appropriées sont mises en œuvre à l'initiative du laboratoire. Elles sont choisies parmi les méthodes suivantes, que le laboratoire est en mesure d'appliquer correctement, la méthode appliquée étant mentionnée sur le rapport d'analyses. Les méthodes d'analyses par défaut sont imprimées en caractères gras.

Paramètres	Méthodes	Incertitudes
CO2	Transmission moyen infrarouge (I.R.T.F.)	100 mg/L
SO2 libre	*Spectro. fuchsine basique UV-visible automatisée	
	*Iodométrie potentiométrique	6 mg/L si < 60 mg/L ; 10 % au-delà
	*Entraînement à froid et titrimétrie	
SO2 total	*Spectro. dithionite UV-visible automatisée	
	*Iodométrie potentiométrique	12 mg/L
	*Entraînement à chaud, oxydation et titrimétrie	
TAV	*Transmission moyen infrarouge (I.R.T.F.)	
	*Entraînement vapeur et densimétrie	0,15 % Vol.
	*Transmittance proche Infrarouge (7)	
G+F	*Enzymatique & spectro. UV-visible automatisée	0,2 mg/L si < 10 g/L ; 10 % au-delà
	*Enzymatique & spectro. UV-visible automatisée	
TAV Total	*Calcul	0,15% ; 0,1 g/L
Acidité totale	*Titrimétrie potentiométrique automatisée	
	*Transmission moyen infrarouge (I.R.T.F.) (2)	
	*Titrimétrie au bleu de bromothymol	
Acidité volatile	*Entraînement vapeur et titrimétrie	0,06 g/L en H ₂ SO ₄ si < 1,20 g/L H ₂ SO ₄ ; 6 % au-delà
	*Transmission moyen infrarouge (I.R.T.F.) (3)	
	*Enzymatique & spectro. UV-visible automatisée-TH+Calcul (6)	0,05 g/L en H ₂ SO ₄ si < 0,60 g/L ; 8 % au-delà
Acide acétique	*Enzymatique & spectrophotométrique UV-visible automatisée-TH	0,05 g/L CH ₃ COOH si < 0,70 g/L CH ₃ COOH ; 7 % au-delà

Les méthodes précédées de * sont accréditées par le COFRAC (Accréditation N°1-0525 - portée disponible sur www.cofrac.fr) dans les limites suivantes :

(1) Vins G+F<5g/L de 10,8 à 15,0 % Vol. - (2) Vins G+F<5g/L de 2,5 à 7,0 g/L H₂SO₄ - (3) Vins G+F<5g/L de 0,08 à 1,03 g/L H₂SO₄ - (4) Vins G+F<5g/L de 3,1 à 3,9

(5) Vins G+F<5g/L de 0,986 à 1,000 g/mL - (6) Vins de 0,05 à 0,83 g/L H₂SO₄ - (7) Vins G+F<80 g/L de 4,5 à 20 % Vol.

Délais :

Le délai maximum de réalisation des analyses est fixé à un mois, excepté pour les analyses faites en sous-traitance, (délais fonction du laboratoire sous-traitant), sauf indication contraire du client.

Sous-traitance :

Pour les analyses sous-traitées, sauf indications contraires, le choix du laboratoire sous-traitant est laissé à l'initiative de SICAVAC et les méthodes d'analyses les plus appropriées seront mises en œuvre à l'initiative du laboratoire sous-traitant.

Durée de validité des rapports d'analyse :

Les rapports d'analyse font état de l'échantillon, à la date d'analyse.

Déclaration de conformité :

Sauf indications contraires du client, la déclaration de conformité ou de non-conformité est rendue sur la base de l'intervalle de spécifications élargi de la valeur de l'incertitude associée au résultat. (INAO-CIRC-2015-02).

Réclamations :

Les clients peuvent faire part de leurs réclamations au laboratoire.

Elles sont enregistrées sous la forme d'une fiche de réclamation et traitées

Paramètres	Méthodes	Incertitudes
pH	*Potentiométrie manuelle	
	*Potentiométrie automatisée	0,08
	*Transmission moyen infrarouge (I.R.T.F.) (4)	
Masse Volumique	*Transmission moyen infrarouge (I.R.T.F.) (5)	0,0006 g/mL
	*Densimétrie électronique	0,00020 g/mL
Extrait sec total	*Densimétrie	2 g/L
Acide malique	*Enzymatique & spectro. UV-visible automatisée-RB	0,10 g/L si < 0,40 g/L ; 25 % au-delà
	*Enzymatique & spectro. UV-vis. automatisée-TH	
Acide sorbique (recherche)	*Chromatographie papier	-
Acide sorbique (dosage)	*Entraînement vapeur et spectrophotométrie UV-visible	20 mg/L
	*Spectrophotométrie vanadate d'ammonium UV-visible automatisée	0,3 g/L
Acide tartrique	*Colorimétrie thiocyanate de potassium	3 mg/L si < 10 mg/L ; 30 % au-delà
	*Spectrophotométrie ferrocyanure de potassium UV-visible automatisée	2 mg/L si < 10 mg/L ; 20 % au-delà
Fer	*Spectrophotométrie 3,5-Di-Br-PAESA UV-visible automatisée	0,22 mg/L
Cu	*Spectrophotométrie UV-visible	9 %
Ascorbique	*Spectrophotométrie UV-visible	0,008 si < 0,160 ; 5 % au-delà
Absorbance 20	*Spectrophotométrie UV-visible	0,008 si < 0,160 ; 5 % au-delà
Absorbance 20	*Spectrophotométrie UV-visible	0,005 si < 0,050 ; 10 % au-delà
Ascorbique	Iodométrie potentiométrique	10 %
Numération de germes totaux	Culture microbienne	-

selon les procédures du système d'assurance qualité du laboratoire.

La procédure de traitement des réclamations est à disposition de toute partie intéressée, sur demande au laboratoire.

Marque Cofrac :

Les clients du laboratoire ne sont pas autorisés à utiliser la marque d'accréditation du laboratoire. La reproduction des rapports d'analyses et la référence à l'accréditation du laboratoire par le client ne sont pas autorisées. Tout constat d'un usage abusif de la marque d'accréditation fera l'objet d'un signalement au Cofrac.

Confidentialité des informations :

Toutes les informations obtenues ou générées par Sicavac sont confidentielles sauf accord avec le client ou obligation légale. Si la loi l'autorise, le client sera alors avisé des informations transmises.

Impartialité :

Le Sicavac réalise ses activités en toute impartialité et ne saurait accepter de pressions commerciales, financières ou de toute autre nature.

Tarifification :

Nos tarifs sont communiqués sur simple demande.

Date :**Le Demandeur :****Le Laboratoire :****SIGNATURE :**

SIGNATURE :